



GC EUROPE N.V.
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven



MANUFACTURED by
GC EUROPE N.V.
Interleuvenlaan 13, B-3001 Leuven, Belgium

DISTRIBUTED by
GC EUROPE N.V.
Research Park, Interleuvenlaan 13, B-3001 Leuven,
Belgium

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, ILL. 60803 U.S.A.

PRINTED IN E.U.



GC Initial INmetalbond

Prior to use, carefully read the instructions

GC Initial INmetalbond

INmetalbond is used as a thin layer between the alloy and the first Opaque layer.

The INmetalbond blocs the escaping metal oxides and neutralizes differences in the expansion coefficient. The bonder does not increase the bonding strength as such but allows a wider span of CTE compatibility.

Recommended indications

- Can be used on all PFM alloys, precious as well as non-precious.

Directions for Use

- Metal framework needs to be prepared according manufacturer's instructions.
- Oxidation firing again according manufacturer's instructions.
- Stir paste before using.
- Apply the Bonder in a thin layer but mask the metal completely.
IMPORTANT:
To change the consistency of the INmetalbond paste, use the "GC Initial Paste Opaque Thinner". Only use it in very small quantities.
To avoid drying out, close the cap after using.
- The fired Bonder should have a yellowish, slightly shiny surface.
NOTE:
The colour of the fired Bonder can vary depending on the composition of the alloys.
When using NPA (non-precious alloys) with the INmetalbond, the final temperature of the Opaque Washbake does not need to be increased by 20°C anymore.
e.g.: 1st Opaque Firing on NPA:
GC Initial MC = 940°C
GC Initial LF = 830°C

FIRING INSTRUCTION

| Preheating Temp. | Drying Time | T° increase | Vacuum | Final Temp. | Holding Time |
|------------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------------|
| 550°C | 6min | 80°C/min | Yes | 980°C | 1min no vacuum |

Storage

Store in a cool, dry place.

Shelf life

GC Initial INmetalbond: 5 years

Packages

GC Initial INmetalbond, 2x4gr.



Verarbeitungsanleitung

Vor Gebrauch bitte, diese Anleitung lesen

GC Initial INmetalbond

INmetalbond wird als dünne Schichtung zwischen der Dentallegierung und der ersten Opakerschichtung (Wash-Brand) angewandt.

GC Initial INmetalbond blockiert den Austritt von Metalloxiden und neutralisiert Expansionsunterschiede. GC Initial INmetalbond erhöht nicht die Haftstärke an sich, bietet aber eine erhöhte WAK – Kompatibilität.

Empfohlene Anwendungsbereiche:

- Zur Verwendung mit allen Dentallegierungen, sowohl Edelmetall- als auch Nichtedelmetalllegierungen.

Verarbeitung

- Das Metallgerüst muß gemäß den Herstellerangaben vorbereitet werden.
- Oxidationsbrand nach Anweisung des Legierungsherstellers.
- Paste kurz rühren vor dem Gebrauch.
- Den Bonder in einer dünnen, aber das Metall komplett abdeckenden Schicht auftragen.
WICHTIG:
Um die Konsistenz der INmetalbondpasten anzupassen, verwende der "GC Initial Pastenopakerverdünner". Diesen bitte nur in geringen Mengen verwenden.
Um das Austrocknen zu verhindern, Kappe sofort nach Gebrauch verschließen.
- Die gebrannte Bonderschichtung soll gelblich, leicht glänzend erscheinen.
ANM.:
Die Farbe der gebrannten Bonderschicht ist abhängig von der verwendeten Legierung. Bei der Verwendung von Nichtedelmetalllegierungen zusammen mit GC Initial INmetalbond braucht die Endtemperatur beim Opaker-Washbrand nicht mehr um 20°C erhöht zu werden.
z.B.: 1. Opakerbrand auf NEM:
GC Initial MC = 940°C
GC Initial LF = 830°C

BRENNTABELLE

| Vorheizen | Trockenzzeit | Temp.-Erhöhung | Vacuum | Endtemperatur. | Haltezeit |
|-----------|--------------|----------------|--------|----------------|------------------------|
| 550°C | 6 Min. | 80°C/Min. | Ja | 980°C | 1 Min., kein Vakuum |

Aufbewahrung

An einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren.

Haltbarkeit

GC Initial INmetalbond: 5 Jahre ab Herstellungsdatum

Packungsgrößen

GC Initial INmetalbond, 2x4gr.



Instruction d'utilisation

Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions

GC Initial INmetalbond

INmetalbond est employé en fine couche entre l'alliage et la première couche opaque (lait d'opaque).

INmetalbond stoppe les oxydes s'échappant du métal et neutralise les différences de coefficient d'expansion. INmetalbond n'augmente pas la force d'adhésion mais permet une plus importante compatibilité entre les CET.

Indications

- Peut être employé sur tous alliages céramique, précieux et non-précieux.

Mode d'emploi

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">L'alliage doit être préparé suivant les instructions du fabricant.L'oxydation doit être faite suivant les instructions du fabricant. (températures et programme) |
| <ul style="list-style-type: none">Remuez la pâte avant utilisation.Appliquez INmetalbond en fine couche afin de masquer l'alliage complètement. IMPORTANT: Pour changer la consistance de la pâte INmetalbond, utilisez le fluidifiant spécial "GC Initial Paste Opaque Thinner". A n'utiliser qu'en très petites quantités. Pour éviter de sécher, fermer le pot immédiatement. |
| <ul style="list-style-type: none">Après cuisson INmetalbond devrait avoir une surface jaunâtre et légèrement brillante. NOTE: La couleur INmetalbond après cuisson peut changer selon la composition des alliages. En utilisant NPA (alliages non-précieux) avec l'INmetalbond, la température finale du lait d'opaque n'a pas besoin d'être augmentée de plus de 20°C. par exemple : 1er cuisson opaque sur NPA : GC Initial MC = 940° GC Initial LF = 830°C |

TABLEAU DE CUISSON

| Temps de préchauffage | Temps de séchage | Montée en Degrés/minute | vide | Température finale | Temps de maintien |
|-----------------------|------------------|-------------------------|------|--------------------|-------------------|
| 550°C | 6 mn | 80°C/mn | oui | 980°C | 1 mn sans vide |

Stockage

Dans un local frais et sec.

Date de péremption

GC Initial INmetalbond: 5 ans

Conditionnement

GC Initial INmetalbond, 2x4gr.



Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni

GC Initial INmetalbond

INmetalbond si usa in uno strato sottile fra la lega e il primo strato di opaco (wash).

INmetalbond blocca le fuoriuscite di ossidi metallici e neutralizza le differenze nel coefficiente di espansione. INmetalbond non aumenta la forza di adesione in quanto tale ma permette una maggiore compatibilità dei CET.

Utilizzi indicati

- Si può usare con le leghe per ceramica sia nobili che vili.

Istruzioni d'uso

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">Le strutture in metallo devono essere preparate secondo le istruzioni del fabbricante.Cottura di ossidazione anch'essa secondo le istruzioni del fabbricante. |
| <ul style="list-style-type: none">Mescolare la pasta prima dell'uso.Applicare il bonder in strato sottile ma mascherando completamente il metallo. IMPORTANTE: Per cambiare la consistenza della pasta INmetalbond usare il diluente "GC Initial Paste Opaque Thinner". Va usato in quantità minima. Per evitare disidratazione chiudere il tappo subito dopo l'uso. |
| <ul style="list-style-type: none">Il bonder cotto deve avere una superficie giallognola leggermente brillante. NOTA: Il colore del bonder cotto può variare a seconda della composizione della lega. Usando leghe vili con INmetalbond, non serve più aumentare di 20°C la temperatura finale dell'opaco. esempio.: 1° Cottura opaco su leghe vili: GC Initial MC = 940°C GC Initial LF = 830°C |

ISTRUZIONI DI COTTURA

| Preriscaldamento Temp. | Asciugatura | Salita | Vuoto | Temp. Finale | Mantenimento |
|------------------------|-------------|----------|-------|--------------|-------------------|
| 550°C | 6min | 80°C/min | SI | 980°C | 1min in atmosfera |

Conservazione

Conservare in ambiente fresco e asciutto.

Validità

GC Initial INmetalbond: 5 anni

Confezione

GC Initial INmetalbond, 2x4gr.

GC Initial
INmetalbond

JANUARY
2007

S7401

GB Buffer between
GC Initial metal
ceramics and
dental alloys

D Puffermaterial
zwischen GC Initial
Metallkeramik und
Dentallegierungen

F Tampon entre
la céramique
GC Initial MC, LF
et les alliages
dentaires

I Barriera fra la
metallo ceramica GC
Initial e le
leghe dentali

GC